

BTI EXTRAKTOREN KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT

HERSTELLER	IMPLANTATTYP	✓	Nr.
ANKYLOS	---	✓	3
ASTRA TECH	SMALL (Ø3,5/4)	✓	0
	LARGE (Ø4,5/5)	✓	3
BEGO SEMADOS	S Line Ø 3,25	✓	1-2
BICON	Narrow Implants Ø 3,5	✓	1
	Narrow Implants Ø 4	✓	1
	Short implants Ø 4,5	✓	3
	Short implants Ø 5	✓	3
	Short implants Ø 6	✓	3
BIOHORIZONS	---	✓	1
BIOMEDICS IMPLANTS	---	✓	1
BIOMET 3i	Certain®	✓	1-3
	Certain®	✓	1A
	Externer Sechskant	✓	1
BREDDENT DENTAL	MINI 2 SKY IMPLANT SYSTEM	✓	0
	BLUE SKY IMPLANT SYSTEM	✓	1
BTI	INTERNA	✓	3
	EXTERNA	✓	1
	TINY	✓	1
CAMLOG	CAMLOG ROOT LINE Ø 5	✓	4
	CAMLOG SCREW LINE Ø 5	✓	4
	CONOLOG SCREW LINE Ø 5	✓	4
DENTAURUM IMPLANTS	TioLogic	✓	0-1
DENTSPLY FRIADENT	XIVE® S D3	✓	1-2
	XIVE® S D3,8	✓	2
	XIVE® S D5,5	✓	4
	ANKYLOS® C/X A Ø 3,5	✓	1
	ANKYLOS® C/X B Ø 4,5	✓	1
	ANKYLOS® C/X C Ø 5,5	✓	1
	ANKYLOS® C/X D Ø 7	✓	1
	FRIALIT® D3,8	✓	2
	FRIALIT® D4,5	✓	2
	FRIALIT® D5,5	✓	2
FRIALIT® D6,5	✓	2	
ECKERMANN	---	✓	1
IMPLANT DIRECT LLC	Screw Direct Ø 3,7	✓	1
	Screw Direct Ø 4,7	✓	1
IMZ	---	✓	1
KLOCKNER	S3M 3112	✓	0
	Cone Essential	✓	3
	Cone 1.5 Essential	✓	3

Nr. 0 · EXIME

Máx. 70 Ncm
Drehmoment



Nr. 1 · EXIM



Nr. 2 · INEXIML



Nr. 3 · INEXIM



Nr. 4 · EXIMA



Nr. 1A · EXIML-A



Nr. 1B · EXIML-B



BTI EXTRAKTOREN KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT

HERSTELLER	IMPLANTATTYP	✓	Nr.
LIFECORE	RENOVA™ SDI	✓	1
	RENOVA™ RDI	✓	1
MIS	SEVEN 4,2	✓	2-3
MOZOGRAU	MG-OSSEOUS STD Ø 3,4	✓	1
	MG-OSSEOUS STD Ø 3,75	✓	1
	MG-OSSEOUS STD Ø 4,25	✓	1
NEODENT	CM	✓	1
	GT	✓	1
	Titamax Poros Ø 3,3	✓	1
	Titamax Alvim Ø 3,5	✓	1
	Titamax Ti Ø 3,75 – 4,0	✓	1
NOBEL BIOCARE	Alvim Ti Ø 4,3	✓	1
	Replace Ø3,5	✓	2
	Replace Ø4,3	✓	2-3
	Replace Ø5	✓	4
	Branemark System NP	✓	1
	Branemark System RP	✓	1
PHIBO	TSA ADVANCE S3	✓	0
	TSA ADVANCE S5	✓	1
	TSA S3	✓	1
	TSA S4	✓	1
	TSH S3	✓	1
	TSH S4	✓	1
	BNT S2	✓	1*
SOUTHERN IMPLANTS	BAT	✓	1
STRAUMANN	Regular Neck (RN)	✓	3
TRS	---	✓	1
ZIMMER	Tapped Screw Vent	✓	1A

(*) Dieses Implantat Ø3,3mm sollte mit der chirurgischen Ratsche LLMQ explantiert werden, da diese das Drehmoment der Ratsche LLT200 nicht unterstützt.

"Dieses Dokument beinhaltet vertrauliche Informationen und sollte nur von BTI Fachpersonal verwendet werden. Es ist untersagt dieses Dokument in irgendeiner Weise zu veröffentlichen oder zu übermitteln. Die Zuwiderhandlung hat den Bruch der Geheimhaltungsvereinbarung zur Folge. BTI behält sich in diesem Fall vor rechtliche Schritte einzuleiten um seine Rechte zu verteidigen.

Nr. 0 · EXIME

Máx. 70 Ncm
Drehmoment



Nr. 1 · EXIM



Nr. 2 · INEXIML



Nr. 3 · INEXIM



Nr. 4 · EXIMA



Nr. 1A · EXIML-A



Nr. 1B · EXIML-B



✓ OPTIMALE KOMPATIBILITÄT DURCH BTI GETESTET

✓ OPTIMALE KOMPATIBILITÄT IN EXPERIMENTELLEN KLINISCHEN VERSUCHEN GETESTET