

Boxtel, 21 juli 2021

Betreft: omzetting Straumann/Medartis Bone Fixation schroeven

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben vernomen dat de schroeven uit de "Straumann" Bone Block Fixation set **niet meer leverbaar zijn**. Deze schroeven worden door MKA-chirurgen en implantologen gebruikt om kaakbot te fixeren. Deze set is door Straumann aangeboden tot eind 2020.

Feitelijk betrof dit een door **Medartis** geproduceerde **Modus BFS 1.5 set** (zie foto's).

Het is wellicht goed om te weten, dat **Medartis schroeven gewoon leverbaar blijven**.

Wij adviseren u om over te stappen op de **hexadrive (HD4) schroeven** in plaats van de cross-head schroeven (zie conversietabel).



Screwdriver 1.5 (Complete)



Art. No.	Description	Piece/Pkg
M-2112	HexaDrive	1

Hiervoor heeft u een nieuw schroevendraaierblad nodig:
M-2662 Modus BFS 1.5 schroevendraaierblad HD4

Het huidige schroevendraaierblad uit de set (**046.256**) dient u wel te behouden voor het verwijderen van de eerder geïmplanteerde cross-head schroeven.

Voor vragen en advies staan wij uiteraard voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

DAM Medical BV

Bijlages:

1. Conversietabel
2. CE-certificaat Modus
3. IFU – gebruiksaanwijzing
4. Brochure Medartis Modus 1.5 BFS

1. Conversietabel 'Straumann' BFS (cross-head) => Medartis Modus BFS 1.5 (HD4)

Huidige "Straumann" BFS			Modus BFS 1.5 (HD4) schroeven			
Artikel nummer	Beschrijving	Verpakking	Artikel nummer	GTIN code	Beschrijving	Verpakking Prijs in EUR (excl. BTW)
Schroeven						
042.700VS	Cross-head 1.5mm mini-screw, 8mm	5/pack	M-5220.08	07630008416430	Modus 1.5 corticale schroef 8mm, HD4, 5/pcs	5/pack
042.701VS	Cross-head 1.5mm mini-screw, 10mm	5/pack	M-5220.10	07630008416478	Modus 1.5 corticale schroef 10mm, HD4, 5/pcs	5/pack
042.702VS	Cross-head 1.5mm mini-screw, 12mm	5/pack	M-5220.12	07630008416492	Modus 1.5 corticale schroef 12mm, HD4, 5/pcs	5/pack
042.703VS	Cross-head 1.5mm mini-screw, 14mm	5/pack	M-5220.14	07630008416515	Modus 1.5 corticale schroef 14mm, HD4, 5/pcs	5/pack
Instrumenten						
041.032	Cassette 30mmx118mmx25mm	1/stuk	M-6310	07630008418410	Modus botfixatieset container 1.2 / 1.5 mm (leeg)	1/stuk
044.125	Glide hole drill	1/stuk	M-3302	07630008410025	Modus boor Ø 1.5x 37mm, stop 20mm, dentaal	1/stuk
044.126	Residual ridge drill	1/stuk	M-3292	07630008409999	Modus twist drill Ø1.25 x 16mm L37mm, dentaal	1/stuk
040.360	Screwdriver complete	1/stuk	M-2112	07630008428358	Modus 1.5 schroevendraaier handvat + blad, HD4, zelfhoudend	1/stuk
046.256	Screwdriver blade for implant screws	1/stuk	M-2662	07630008409128	Modus 1.5 schroevendraaierblad HD4, 69mm	1/stuk
046.257	Screw-holding device for screwdriver blad (046.256)	1/stuk	Svp wel 046.257 op de set laten voor evt. extracties			
046.258	Screwdriver handle for screwdriver blade (046.256)	1/stuk	M-2502	07630008408558	Modus 1.5 schroevendraaierhandvast (groen)	1/stuk