

Staarten 23a  
5281PK Boxtel  
Tel: + 31 85 1300 538  
Email: [info@dammedical.nl](mailto:info@dammedical.nl)  
GLN: 8719326711546

Boxtel, 21 juli 2021

Betreft: omzetting Straumann/Medartis Bone Fixation schroeven

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben vernomen dat de schroeven uit de “Straumann” Bone Block Fixation set **niet meer leverbaar zijn**. Deze schroeven worden door MKA-chirurgen en implantologen gebruikt om kaakbot te fixeren. Deze set is door Straumann aangeboden tot eind 2020.

Feitelijk betrof dit een door **Medartis** geproduceerde **Modus BFS 1.5 set** (zie foto's). Het is wellicht goed om te weten, dat **Medartis schroeven gewoon leverbaar blijven**. Wij adviseren u om over te stappen op de **hexadrive (HD4) schroeven** in plaats van de cross-head schroeven (zie conversietabel).



Screwdriver 1.5 (Complete)



| Art. No. | Description | Piece/Pkg |
|----------|-------------|-----------|
| M-2112   | HexaDrive   | 1         |

Hiervoor heeft u een nieuw schroevendraaierblad nodig:

**M-2662      Modus BFS 1.5 schroevendraaierblad HD4**

Het huidige schroevendraaierblad uit de set (**046.256**) dient u wel te behouden voor het verwijderen van de eerder geïmplanteerde cross-head schroeven.

Voor vragen en advies staan wij uiteraard voor u klaar.

Met vriendelijke groet,

DAM Medical BV

**Bijlages:**

1. Conversietabel
2. CE-certificaat Modus
3. IFU – gebruiksaanwijzing
4. Brochure Medartis Modus 1.5 BFS

1. Conversietabel 'Straumann' BFS (cross-head) => Medartis Modus BFS 1.5 (HD4)

| Huidige "Straumann" BFS |                                                     |            | Modus BFS 1.5 (HD4) schroeven                        |                |                                                             |                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikel nummer          | Beschrijving                                        | Verpakking | Artikel nummer                                       | GTIN code      | Beschrijving                                                | Verpakking Prijs in EUR (excl. BTW) |
| <b>Schroeven</b>        |                                                     |            |                                                      |                |                                                             |                                     |
| 042.700V S              | Cross-head 1.5mm mini-screw, 8mm                    | 5/pack     | M-5220.08                                            | 07630008416430 | Modus 1.5 corticale schroef 8mm, HD4, 5/pcs                 | 5/pack                              |
| 042.701V S              | Cross-head 1.5mm mini-screw, 10mm                   | 5/pack     | M-5220.10                                            | 07630008416478 | Modus 1.5 corticale schroef 10mm, HD4, 5/pcs                | 5/pack                              |
| 042.702V S              | Cross-head 1.5mm mini-screw, 12mm                   | 5/pack     | M-5220.12                                            | 07630008416492 | Modus 1.5 corticale schroef 12mm, HD4, 5/pcs                | 5/pack                              |
| 042.703V S              | Cross-head 1.5mm mini-screw, 14mm                   | 5/pack     | M-5220.14                                            | 07630008416515 | Modus 1.5 corticale schroef 14mm, HD4, 5/pcs                | 5/pack                              |
| <b>Instrumenten</b>     |                                                     |            |                                                      |                |                                                             |                                     |
| 041.032                 | Cassette 30mmx118mmx25mm                            | 1/stuk     | M-6310                                               | 07630008418410 | Modus botfixatieset container 1.2 / 1.5 mm (leeg)           | 1/stuk                              |
| 044.125                 | Glide hole drill                                    | 1/stuk     | M-3302                                               | 07630008410025 | Modus boor Ø 1.5x 37mm, stop 20mm, dentaal                  | 1/stuk                              |
| 044.126                 | Residual ridge drill                                | 1/stuk     | M-3292                                               | 07630008409999 | Modus twist drill Ø1.25 x 16mm L37mm, dentaal               | 1/stuk                              |
| 040.360                 | Screwdriver complete                                | 1/stuk     | M-2112                                               | 07630008428358 | Modus 1.5 schroevendraaier handvat + blad, HD4, zelfhoudend | 1/stuk                              |
| 046.256                 | Screwdriver blade for implant screws                | 1/stuk     | M-2662                                               | 07630008409128 | Modus 1.5 schroevendraaierblad HD4, 69mm                    | 1/stuk                              |
| 046.257                 | Screw-holding device for screwdriver blad (046.256) | 1/stuk     | Svp wel 046.257 op de set laten voor evt. extracties |                |                                                             |                                     |
| 046.258                 | Screwdriver handle for screwdriver blade (046.256)  | 1/stuk     | M-2502                                               | 07630008408558 | Modus 1.5 schroevendraaierhandvast (groen)                  | 1/stuk                              |