

Uw herstel is wat écht telt!

De behandeling die u thuis kan verder zetten!

'HILOTHERM Homecare', is een mobiel toestel, speciaal ontwikkeld om de behandeling thuis verder te zetten. Dit toestel kunt u huren. De contactgegevens staan vermeld op de achterzijde. Vergeet niet op voorhand te reserveren via mail of telefoon.

Zowel de bediening van het toestel als het aanbrengen van het koelend masker is vrij eenvoudig. Dit betekent dat u onmiddellijk en zonder problemen de behandeling kunt starten.



HILOTHERM®

 **DamMedical**

Dam Medical BV
Staarten 23a
5281PK Boxtel
+31 (0)85 1300538
info@dammedical.nl
www.dammedical.nl

© Dam Medical 2021

DM-2021-09-02



Dé manier om
uw genezingsproces
te versnellen...

HILOTHERM®

+15 °C to +22 °C

Wat is HILOTHERAPY?

Gewonde of getraumatiseerde weefsels, zwellingen en bloedingen belemmeren in aanzienlijke mate het transport van zuurstof en voedingsstoffen van en naar het weefsel. Dit leidt tot doorbloedingsproblemen en opwarming van het weefsel door ontstekingsreacties. Uw arts gebruikt HILOTHERAPY om deze symptomen te behandelen.

Het is een temperatuur-gecontroleerde therapie die het helen van beschadigd weefsel zal versnellen en die wordt gebruikt bij post-operatieve behandelingen, alsook bij blessures en bij de behandeling van chronische ziekten. Door de optimale temperatuur kan het metabolisme de afvalstoffen verwijderen en het genezingsproces bevorderen.

De temperatuur wordt verlaagd tot een specifieke waarde afhankelijk van de behandeling die nodig is.

Hoe werkt HILOTHERAPY?

HILOTHERAPY is een thermische behandeling van specifieke delen van het lichaam en dit bij variabele temperaturen die precies kunnen ingesteld worden tussen +15°C en +22°C.

Het temperatuurseffect wordt verkregen door gebruik van water. Het water wordt in een gesloten systeem tot op de graad nauwkeurig afgekoeld en door een anatomisch gevormd verband gestuurd.

Er zijn verschillende soorten maskers beschikbaar, bijvoorbeeld voor de ogen, aangezicht en de kaak.

